


Especificaciones del producto Tubo roscado, 13 ml, (LxØ): 101 x 16,5 mm, PP

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 60.540.352

Descripción del artículo Tubo roscado, volumen de trabajo: 13 ml, (LxØ): 101 x 16,5

mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, azul, cierre montado, estéril, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación no

Tipo de cierre tapón de rosca Forma del fondo fondo redondo

Volumen de trabajo 13 ml Centrifugación máx (ACR) 4000 x g

Dimensiones

Diámetro 16.5 mm Longitud del producto 101 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto Tubo roscado, 13 ml, (LxØ): 101 x 16,5 mm, PP

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)

Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del cierre azul

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Estándar de pureza estéril

Esterilización Irradiación con electrones

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 500 unidades / caja 500 unidades / pallet 28000 Volumen de la caja 0.029 cbm Peso del producto 0.006 kg Peso de la caja 3.45 kg

EAN de la caja interna 4038917367646 EAN de la caja 4038917367639

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

