



Descripción del artículo

Número de pedido	60.540
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 13 ml, (LxØ): 101 x 16,5 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, HD-PE, tapón: neutro, cierre montado, estéril, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	13 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Dimensiones

Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	101 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	500
unidades / pallet	22000
Profundidad de la caja	568 mm
Ancho de la caja	348 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0306 cbm
Peso del producto	0.0059 kg
Peso de la caja	3.47 kg
EAN de la caja interna	4038917082334
EAN de la caja	4038917001434

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

