



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	60.542.008
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 8 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	8 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### **Dimensiones**

Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	57 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	50000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	1000
unidades / pallet	48000
Volumen de la caja	0.0338 cbm
Peso del producto	0.0046 kg
Peso de la caja	5.15 kg
EAN de la caja interna	4038917111119
EAN de la caja	4038917032469

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

