



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	60.542.052
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 8 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, estéril, 100 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	8 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	57 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	36000
Volumen de la caja	0.0436 cbm
Peso del producto	0.0046 kg
Peso de la caja	5.15 kg
EAN de la caja interna	4038917317740
EAN de la caja	4038917317733

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

