



### Descripción del artículo

Número de pedido	60.542.307
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 8 ml, (LxØ): 57 x 16,5 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, 500 unidades/bolsa

### Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	8 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

### Dimensiones

Diámetro	16.5 mm
Longitud del producto	57 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	neutro
Material de la junta tórica	Caucho de etileno propileno dieno (EPDM)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	40000
Volumen de la caja	0.0382 cbm
Peso del producto	0.0043 kg
Peso de la caja	4.81 kg
EAN de la caja interna	4038917376044
EAN de la caja	4038917376037

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

