



Descripción del artículo

Número de pedido	60.544
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 30 ml, (LxØ): 107 x 25 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, 250 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	30 ml
Centrifugación máx (ACR)	8800 x g

Dimensiones

Diámetro	25 mm
Longitud del producto	107 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	ADR
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	500
unidades / pallet	12000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	415 mm
Volumen de la caja	0.0657 cbm
Peso del producto	0.0113 kg
Peso de la caja	6.34 kg
EAN de la caja interna	4038917082372
EAN de la caja	4038917001472

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

