



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	60.549.001
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 3,5 ml, (LxØ): 66 x 11,5 mm, material: PP, fondo cónico con faldón, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, estéril, 100 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	3,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	11.5 mm
Longitud del producto	66 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	56000
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0298 cbm
Peso del producto	0.0022 kg
Peso de la caja	2.81 kg
EAN de la caja interna	4038917112017
EAN de la caja	4038917054928

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

