

Especificaciones del producto Tubo roscado, 10 ml, (LxØ): 79 x 16 mm, PP

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 60.551.023

Descripción del artículo Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 79 x 16

mm, material: PP, fondo redondo con faldón, transparente,

tapón de rosca, sin cierre, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación no

Tipo de cierre tapón de rosca

Forma del fondo fondo redondo con faldón

Volumen de trabajo 10 ml Centrifugación máx (ACR) 4000 x g Autoclavable (máx. °C) 121 °C

Dimensiones

Diámetro 16 mm Altura del producto 79 mm Longitud del producto 79 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto Tubo roscado, 10 ml, (LxØ): 79 x 16 mm, PP

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 2000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 500
unidades / caja 2000
unidades / pallet 32000
Volumen de la caja 0.0813 cbm

Peso del producto 0.0024 kg Peso de la caja 5.9 kg

EAN de la caja interna 4038917317801 EAN de la caja 4038917317795

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

