



### Descripción del artículo

|                          |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 60.558.001                                                                                                                                                                            |
| Descripción del artículo | Tubo roscado, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 57 x 15,3 mm, material: PP, fondo cónico con faldón, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, estéril, 100 unidades/bolsa |

### Características del producto

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Graduación               | no                      |
| Tapón                    | tapón de rosca estándar |
| Tipo de cierre           | tapón de rosca          |
| Forma del fondo          | fondo cónico con faldón |
| Volumen de trabajo       | 5 ml                    |
| Centrifugación máx (ACR) | 5000 x g                |

### Dimensiones

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Diámetro              | 15.3 mm |
| Longitud del producto | 57 mm   |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Material y colores**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP)                   |
| Color del producto    | transparente                         |
| Material de cierre    | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre      | neutro                               |

**Pureza y certificación**

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Cumple el requisito   | IATA                       |
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE   |
| Certificación CE      | CE                         |
| Estándar de pureza    | estéril                    |
| Esterilización        | Irradiación con electrones |
| Con lotes             | sí                         |

**Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 1000          |
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 100           |
| unidades / caja         | 1000          |
| unidades / pallet       | 48000         |
| Profundidad de la caja  | 598 mm        |
| Ancho de la caja        | 398 mm        |
| Altura de la caja       | 145 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0345 cbm    |
| Peso del producto       | 0.0037 kg     |
| Peso de la caja         | 4.24 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917113373 |
| EAN de la caja          | 4038917280723 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

