



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	60.610.001
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, transparente, cierre montado, estéril, 100 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	15.3 mm
Longitud del producto	92 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	transparente
Material del tubo	Polipropileno (PP)

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	22000
Profundidad de la caja	568 mm
Ancho de la caja	348 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0306 cbm
Peso del producto	0.0052 kg
Peso de la caja	3.12 kg
EAN de la caja interna	4038917114639
EAN de la caja	4038917014335

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

