

Especificaciones del producto Tubo roscado, 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, PP

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 60.610

Descripción del artículo Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3

mm, material: PP, fondo redondo, transparente, tapón de rosca, transparente, cierre incluido, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación no

Tipo de cierre tapón de rosca Forma del fondo fondo redondo

Volumen de trabajo 10 ml Centrifugación máx (ACR) 3000 x g

Dimensiones

Diámetro 15.3 mm Longitud del producto 92 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto Tubo roscado, 10 ml, (LxØ): 92 x 15,3 mm, PP

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)

Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del cierre transparente

Material del tubo Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1000 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 500 unidades / caja 1000 unidades / pallet 36000 Profundidad de la caja 398 mm Ancho de la caja 398 mm Altura de la caja 265 mm Volumen de la caja 0.042 cbm Peso del producto 0.0052 kg Peso de la caja 5.78 kg

EAN de la caja interna 4038917082860 EAN de la caja 4038917001885

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

