



Descripción del artículo

Número de pedido	60.732.001
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 15 ml, (LxØ): 76 x 20 mm, material: PP, fondo cónico con faldón, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, estéril, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	15 ml
Centrifugación máx (ACR)	4500 x g

Dimensiones

Diámetro	20 mm
Longitud del producto	76 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	20000
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	165 mm
Volumen de la caja	0.0393 cbm
Peso del producto	0.0064 kg
Peso de la caja	3.78 kg
EAN de la caja interna	4038917119603
EAN de la caja	4038917016698

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

