



Descripción del artículo

Número de pedido	60.9921.524
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 50 x 16 mm, material: PP, fondo plano, translúcido, tapón de rosca, amarillo, cierre montado, estéril, 250 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5500 x g
Temperatura de centrifugación	21
Tiempo de centrifugación	15 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	50 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	translúcido
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	sellado a 18"hg/10min
Libre de látex	sí
Estándar de pureza	estéril
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	2000
unidades / pallet	96000
Profundidad de la caja	608 mm
Ancho de la caja	264 mm
Altura de la caja	324 mm
Volumen de la caja	0.0519 cbm
Peso de la caja	7.4 kg
EAN de la caja interna	4038917150804
EAN de la caja	4038917037150

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

