



Descripción del artículo

Número de pedido	60.9921.530
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 50 x 16 mm, material: PS, fondo plano, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, 250 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	5000 x g
Temperatura de centrifugación	21
Tiempo de centrifugación	15 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	50 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro
Material del tubo	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	sellado a 18"hg/10min
Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	2000
unidades / pallet	80000
Profundidad de la caja	604 mm
Ancho de la caja	264 mm
Altura de la caja	373 mm
Volumen de la caja	0.0595 cbm
Peso de la caja	9 kg
EAN de la caja interna	4038917150859
EAN de la caja	4038917037174

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

