



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	60.9921.829
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 97 x 16 mm, material: PS, fondo cónico con faldón, transparente, tapón de rosca, amarillo, cierre montado, estéril, 100 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

### **Dimensiones**

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	97 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	30000
Profundidad de la caja	608 mm
Ancho de la caja	324 mm
Altura de la caja	264 mm
Volumen de la caja	0.052 cbm
Peso del producto	0.0077 kg
Peso de la caja	8.5 kg
EAN de la caja interna	4038917151122
EAN de la caja	4038917027700

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

