



Descripción del artículo

Número de pedido	60.9922.115
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 25 ml, (LxØ): 54 x 27 mm, material: PS, fondo plano, transparente, tapón de rosca, amarillo, cierre montado, estéril, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	25 ml

Dimensiones

Diámetro	27 mm
Longitud del producto	54 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	ADR
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	14000
Profundidad de la caja	458 mm
Ancho de la caja	373 mm
Altura de la caja	238 mm
Volumen de la caja	0.0407 cbm
Peso del producto	0.0082 kg
Peso de la caja	4.8 kg
EAN de la caja interna	4038917151238
EAN de la caja	4038917027731

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

