



Descripción del artículo

Número de pedido	60.9924.296
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, material: PP, forma del fondo: cónico, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, estéril, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	cónico
Volumen de trabajo	10 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Dimensiones

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	100 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	1000
unidades / pallet	32000
Peso del producto	0.0056 kg
Peso de la caja	6.2 kg

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tubo roscado, 10 ml, (LxØ): 100 x 16 mm, PP

Página 2

EAN de la caja interna 4038917556811
EAN de la caja 4038917556804

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT