



Descripción del artículo

Número de pedido	62.467.012
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 8 ml, (LxØ): 100 x 13 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	8 ml
Centrifugación máx (ACR)	3500 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tubo, 8 ml, (LxØ): 100 x 13 mm, PS, con impresión

Página 2

Dimensiones

Diámetro	13 mm
Altura del producto	100 mm
Longitud del producto	100 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	56000
Volumen de la caja	0.0649 cbm
Peso del producto	0.0041 kg
Peso de la caja	9.2 kg
EAN de la caja interna	4038917106856
EAN de la caja	4038917032599

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-02

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT