



Descripción del artículo

Número de pedido	62.486.300
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 7 ml, (LxØ): 50 x 16 mm, material: PS, fondo plano, transparente, tapón a presión, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	7 ml

Dimensiones

Diámetro	16 mm
Altura del producto	50 mm
Longitud del producto	50 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 1000
unidades / caja 2000
unidades / pallet 72000
Volumen de la caja 0.0492 cbm
Peso del producto 0.0028 kg
Peso de la caja 6.1 kg
EAN de la caja interna 4038917368155
EAN de la caja 4038917368148

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

