



Descripción del artículo

Número de pedido	62.493
Descripción del artículo	Tubo, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, material: PS, fondo redondo, transparente, tapón a presión, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón a presión
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	13 mm
Longitud del producto	75 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Cumple el requisito	hermético a 0,6 bar/10 min
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	2000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	2000
unidades / pallet	72000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	265 mm
Volumen de la caja	0.042 cbm
Peso del producto	0.0031 kg
Peso de la caja	6.66 kg
EAN de la caja interna	4038917082006
EAN de la caja	4038917001113

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

