



Descripción del artículo

Número de pedido	62.503.210
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 6,5 ml, Ø: 13 mm, fondo redondo, transparente, sin cierre, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 500 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Protección de la luz	no
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	6,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	3000 x g

Dimensiones

Diámetro	13 mm
Altura del producto	90 mm

Material y colores

Color del producto	transparente
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Ficha de seguridad	no
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	2000
unidades / pallet	72000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	300 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tubo roscado, 6,5 ml, Ø: 13 mm, con impresión

Página 2

Volumen de la caja	0.0475 cbm
Peso del producto	0.0027 kg
Peso de la caja	6.12 kg
EAN de la caja interna	4038917429061
EAN de la caja	4038917429054

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT