



## Especificaciones del producto

**Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, PP, cierre incluido, 100 unidades/bolsa**

**Página 1**



### Descripción del artículo

Número de pedido	62.504.019
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, transparente, material: PP, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, cierre incluido, 100 unidades/bolsa, 1.000 unidades/caja

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	5 ml

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-02

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



## Especificaciones del producto

**Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, PP, cierre incluido, 100 unidades/bolsa**

**Página 2**

### Dimensiones

Diámetro	13 mm
Longitud del producto	75 mm

### Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del tubo	Polipropileno (PP)

### Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

### Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	40000
Volumen de la caja	0.0383 cbm
Peso del producto	0.0039 kg
Peso de la caja	4.38 kg
EAN de la caja interna	4038917348140
EAN de la caja	4038917348133

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-02

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**