




Especificaciones del producto
Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, PP, cierre incluido, 1.000 unidades/bolsa

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 62.504.037
Descripción del artículo Tubo roscado, volumen de trabajo: 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, transparente, material: PP, con impresión, etiqueta/impresión: azul, con escala, cierre incluido, azul, 1.000 unidades/bolsa, 1.000 unidades/caja

Características del producto

Etiqueta/ Impresión con impresión
Color impresión/etiqueta azul
Graduación sí
Tipo de cierre tapón de rosca
Forma del fondo fondo redondo
Volumen de trabajo 5 ml

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tubo roscado, 5 ml, (LxØ): 75 x 13 mm, fondo redondo, PP, cierre incluido, 1.000 unidades/bolsa

Página 2

Dimensiones

Diámetro 13 mm
Longitud del producto 75 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre azul
Material del tubo Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 1000
unidades / caja 1000
unidades / pallet 56000
Profundidad de la caja 568 mm
Ancho de la caja 433 mm
Altura de la caja 120 mm
Volumen de la caja 0.0295 cbm
Peso del producto 0.0038 kg
Peso de la caja 4.39 kg
EAN de la caja interna 4038917412940
EAN de la caja 4038917412933

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT