



Descripción del artículo

Número de pedido	62.543.001
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 30 ml, (LxØ): 107 x 25 mm, material: PP, fondo cónico con faldón, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre montado, etiqueta/impresión: negra, con escala, estéril, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Color impresión/etiqueta	negra
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	30 ml
Centrifugación máx (ACR)	8800 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	25 mm
Longitud del producto	107 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro

Pureza y certificación

Cumple el requisito	ADR
Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	400
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	400
unidades / pallet	11200
Profundidad de la caja	588 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0.0597 cbm
Peso del producto	0.0122 kg
Peso de la caja	5.59 kg
EAN de la caja interna	4038917111638
EAN de la caja	4038917013284

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

