



Descripción del artículo

Número de pedido	62.547.100
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, HD-PE, tapón: rojo, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: blanco/azul, con escala, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 25 unidades/gradilla

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco/azul
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	50 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	28 mm
Longitud del producto	114 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación con electrones
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	200
Tipo de embalaje	gradilla
unidades / caja interna	25
unidades / caja	200
unidades / pallet	7200
Volumen de la caja	0.0436 cbm
Peso del producto	0.0175 kg
Peso de la caja	4.01 kg
EAN de la caja interna	4038917376259
EAN de la caja	4038917376242

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

