



Especificaciones del producto
Tubo roscado, 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, PP, con impresión

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	62.547.205
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, HD-PE, tapón: rojo, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: blanco/azul, con escala, libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, estéril, 25 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco/azul
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	50 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2026-03-07

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo roscado, 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, PP, con impresión

Página 2

Dimensiones

Diámetro 28 mm
Longitud del producto 114 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito ADR
Categoria de producto no regulado
Certificación CE sin marca CE
Estándar de pureza libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Apirógeno sí
No citotóxico sí
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 25000
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 25
unidades / caja 250
unidades / pallet 9000
Profundidad de la caja 464 mm
Ancho de la caja 413 mm
Altura de la caja 257 mm
Volumen de la caja 0.0492 cbm
Peso del producto 0.0136 kg
Peso de la caja 4.15 kg
EAN de la caja interna 4038917111881
EAN de la caja 4038917033275

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2026-03-07

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT