

Especificaciones del producto Tubo roscado, 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, PP, con impresión

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 62.547.254

Descripción del artículo Tubo roscado, volumen de trabajo: 50 ml, (LxØ): 114 x 28

mm, material: PP, fondo cónico, transparente, HD-PE,

tapón: rojo, cierre montado, con impresión,

etiqueta/impresión: azul/blanco, con escala, libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no

citotóxico, estéril, 25 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión con impresión Color impresión/etiqueta azul/blanco

Graduación sí

Tapón tapón de rosca estándar

Tipo de cierre tapón de rosca Forma del fondo fondo cónico

Volumen de trabajo 50 ml Centrifugación máx (ACR) 20000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión: 2024-04-26

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.

5

SARSTEDT



Especificaciones del producto Tubo roscado, 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, PP, con impresión

Página 2

Dimensiones

Diámetro 28 mm Longitud del producto 114 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del cierre rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito ADR

Categoria de producto In vitro-Diagnóstico, CE

Certificación CE CE

Estándar de pureza libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de

pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, estéril

Esterilización Irradiación con electrones

Apirógeno sí Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 300 Tipo de embalaje bolsa unidades / caja interna 25 unidades / caja 300 unidades / pallet 9000 Profundidad de la caja 580 mm Ancho de la caja 330 mm Altura de la caja 255 mm Volumen de la caja 0.0488 cbm Peso del producto 0.0128 kgPeso de la caja 4.61 kg

EAN de la caja interna 4038917111898 EAN de la caja 4038917013420

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

