



**Descripción del artículo**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 62.548.304                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción del artículo | Tubo roscado, volumen de trabajo: 50 ml, (LxØ): 114 x 28 mm, material: PP, fondo cónico, marrón, HD-PE, tapón: rojo, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: azul/blanco, con escala, libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, 25 unidades/bolsa |

**Características del producto**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Etiqueta/ Impresión      | con impresión  |
| Color impresión/etiqueta | azul/blanco    |
| Graduación               | sí             |
| Tipo de cierre           | tapón de rosca |
| Forma del fondo          | fondo cónico   |
| Volumen de trabajo       | 50 ml          |
| Centrifugación máx (ACR) | 20000 x g      |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Dimensiones**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Diámetro              | 28 mm  |
| Longitud del producto | 114 mm |

**Material y colores**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP)                   |
| Color del producto    | marrón                               |
| Material de cierre    | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre      | rojo                                 |

**Pureza y certificación**

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Cumple el requisito   | ADR                                                                     |
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE                                                |
| Certificación CE      | CE                                                                      |
| Estándar de pureza    | libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico |
| Apirógeno             | sí                                                                      |
| Con lotes             | sí                                                                      |

**Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 300           |
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 25            |
| unidades / caja         | 300           |
| unidades / pallet       | 8400          |
| Profundidad de la caja  | 588 mm        |
| Ancho de la caja        | 398 mm        |
| Altura de la caja       | 255 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0597 cbm    |
| Peso del producto       | 0.0128 kg     |
| Peso de la caja         | 4.54 kg       |
| EAN de la caja interna  | 4038917112000 |
| EAN de la caja          | 4038917077415 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

