



Descripción del artículo

Número de pedido	62.550.008
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón de rosca, neutro, cierre incluido, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 1.000 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	7 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Tubo roscado, 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, PP, con impresión

Dimensiones

Diámetro	13 mm
Longitud del producto	82 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Poliuretano de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	neutro
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	1000
unidades / pallet	56000
Volumen de la caja	0.029 cbm
Peso del producto	0.0039 kg
Peso de la caja	4.38 kg
EAN de la caja interna	4038917112239
EAN de la caja	4038917033299

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

