



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	62.550.019
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, material: PP, fondo plano, transparente, tapón de rosca, lila, cierre incluido, con impresión, etiqueta/impresión: lila, con escala, 1.000 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	lila
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	7 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Tubo roscado, 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, PP, con impresión**

**Página 2**

**Dimensiones**

Diámetro 13 mm  
Longitud del producto 82 mm

**Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente  
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)  
Color del cierre lila  
Material del tubo Polipropileno (PP)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito IATA  
Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 1000  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 1000  
unidades / caja 1000  
unidades / pallet 56000  
Volumen de la caja 0.029 cbm  
Peso del producto 0.004 kg  
Peso de la caja 4.49 kg  
EAN de la caja interna 4038917112277  
EAN de la caja 4038917033329

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-04-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**