




**Especificaciones del producto**  
**Tubo roscado, 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, PP, con impresión**



**Descripción del artículo**

Número de pedido	62.550.054
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, material: PP, fondo redondo, marrón, tapón de rosca, marrón, cierre incluido, con impresión, etiqueta/impresión: blanco, con escala, 1.000 unidades/bolsa

**Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo redondo
Volumen de trabajo	7 ml
Centrifugación máx (ACR)	4000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Tubo roscado, 7 ml, (LxØ): 82 x 13 mm, PP, con impresión**

**Página 2**

**Dimensiones**

Diámetro	13 mm
Longitud del producto	82 mm

**Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	marrón
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	marrón
Material del tubo	Polipropileno (PP)

**Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
---------------------	------

**Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	1000
unidades / pallet	56000
Profundidad de la caja	435 mm
Ancho de la caja	569 mm
Altura de la caja	118 mm
Peso de la caja	4.37 kg
EAN de la caja interna	4038917160698
EAN de la caja	4038917160681

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-05-03

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**