



**Descripción del artículo**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 62.554.002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción del artículo | Tubo roscado, volumen de trabajo: 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, tapón de rosca, rojo, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: blanco/azul, con escala, libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, estéril, 50 unidades/contenedor de poliestireno expandido |

**Características del producto**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Etiqueta/ Impresión      | con impresión           |
| Color impresión/etiqueta | blanco/azul             |
| Graduación               | sí                      |
| Tapón                    | tapón de rosca estándar |
| Tipo de cierre           | tapón de rosca          |
| Forma del fondo          | fondo cónico            |
| Volumen de trabajo       | 15 ml                   |
| Centrifugación máx (ACR) | 20000 x g               |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Dimensiones**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Diámetro              | 17 mm  |
| Longitud del producto | 120 mm |

**Material y colores**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP)                   |
| Color del producto    | transparente                         |
| Material de cierre    | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre      | rojo                                 |

**Pureza y certificación**

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cumple el requisito   | IATA                                                                                |
| Categoría de producto | In vitro-Diagnóstico, CE                                                            |
| Certificación CE      | CE                                                                                  |
| Estándar de pureza    | libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de<br>pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, estéril |
| Esterilización        | Irradiación con electrones                                                          |
| Apirógeno             | sí                                                                                  |
| Con lotes             | sí                                                                                  |

**Presentación**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Pedido mínimo           | 500                                  |
| Tipo de embalaje        | contenedor de poliestireno expandido |
| unidades / caja interna | 50                                   |
| unidades / caja         | 500                                  |
| unidades / pallet       | 16000                                |
| Profundidad de la caja  | 435 mm                               |
| Ancho de la caja        | 143 mm                               |
| Altura de la caja       | 702 mm                               |
| Volumen de la caja      | 0.0436 cbm                           |
| Peso del producto       | 0.0057 kg                            |
| Peso de la caja         | 4.13 kg                              |
| EAN de la caja interna  | 4038917565103                        |
| EAN de la caja          | 4038917565110                        |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

