



### Descripción del artículo

Número de pedido	62.554.100
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 15 ml, (LxØ): 120 x 17 mm, material: PP, fondo cónico, transparente, tapón de rosca, rojo, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: blanco/azul, con escala, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 50 unidades/gradilla

### Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco/azul
Graduación	sí
Tapón	tapón de rosca estándar
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico
Volumen de trabajo	15 ml
Centrifugación máx (ACR)	20000 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Diámetro	17 mm
Longitud del producto	120 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	rojo

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación con electrones
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	25000
Tipo de embalaje	gradilla
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	18000
Volumen de la caja	0.0436 cbm
Peso del producto	0.0074 kg
Peso de la caja	4.56 kg
EAN de la caja interna	4038917376341
EAN de la caja	4038917376334

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

