

Especificaciones del producto Tubo roscado, 50 ml, (LxØ): 115 x 28 mm, PP, con impresión

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 62.559.101

Descripción del artículo Tubo roscado, volumen de trabajo: 50 ml, (LxØ): 115 x 28

mm, material: PP, fondo cónico con faldón, transparente, tapón de rosca, rojo, cierre montado, con impresión, etiqueta/impresión: blanco/azul, con escala, 25

unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión con impresión Color impresión/etiqueta blanco/azul


Graduación sí

Tipo de cierre tapón de rosca

Forma del fondo fondo cónico con faldón

Volumen de trabajo 50 ml Centrifugación máx (ACR) 8000 x g Autoclavable (máx. °C) 121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.



ido es



Especificaciones del producto Tubo roscado, 50 ml, (LxØ): 115 x 28 mm, PP, con impresión

Página 2

Dimensiones

Diámetro 28 mm Longitud del producto 115 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)

Color del cierre rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA

Categoria de producto no es un producto sanitario | IVD

Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 300
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 25
unidades / caja 300
unidades / pallet 8400

Volumen de la caja 0.0649 cbm Peso del producto 0.0155 kg Peso de la caja 5.19 kg

EAN de la caja interna 4038917376372 EAN de la caja 4038917376365

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

