



Descripción del artículo

Número de pedido	62.559.102
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 50 ml, (LxØ): 115 x 28 mm, material: PP, fondo cónico con faldón, transparente, tapón de rosca, rojo, cierre incluido, con impresión, etiqueta/impresión: blanco/azul, con escala, 25 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco/azul
Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo	50 ml
Centrifugación máx (ACR)	8000 x g
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	28 mm
Longitud del producto	115 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	rojo

Pureza y certificación

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	300
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	25
unidades / caja	300
unidades / pallet	8400
Volumen de la caja	0.0649 cbm
Peso del producto	0.0268 kg
Peso de la caja	8.71 kg
EAN de la caja interna	4038917376433
EAN de la caja	4038917376426

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

