



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	71.9923.610
Descripción del artículo	Tubo roscado, volumen de trabajo: 7 ml, (LxØ): 47 x 20 mm, material: PC, fondo plano, transparente, tapón de rosca, transparente, cierre incluido, 500 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	7 ml

### **Dimensiones**

Diámetro	20 mm
Longitud del producto	47 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polipropileno (PP)
Color del cierre	transparente

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	500
unidades / caja	1000
unidades / pallet	36000
Profundidad de la caja	608 mm
Ancho de la caja	324 mm
Altura de la caja	264 mm
Volumen de la caja	0.052 cbm
Peso del producto	0.0064 kg
Peso de la caja	7.2 kg
EAN de la caja interna	4038917154468
EAN de la caja	4038917027861

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

