



Especificaciones del producto
Vaso multiuso, 120 ml, (LxØ): 105 x 44 mm,
graduada, PP, transparente

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	75.9922.420
Descripción del artículo	Vaso multiuso, volumen de trabajo máx.: 120 ml, (LxØ): 105 x 44 mm, transparente, tapón: amarillo, graduada, material: PP, tapón de rosca, cierre montado, estéril, 250 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	sí
Tipo de cierre	tapón de rosca
Forma del fondo	fondo plano
Volumen de trabajo	120 ml

Dimensiones

Volumen nominal	120 ml
Diámetro	44 mm
Altura del producto	105 mm
Longitud del producto	105 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Vaso multiuso, 120 ml, (LxØ): 105 x 44 mm,
graduada, PP, transparente

Página 2

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Poliuretano de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	250
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	250
unidades / caja	250
unidades / pallet	4000
Profundidad de la caja	548 mm
Ancho de la caja	408 mm
Altura de la caja	373 mm
Volumen de la caja	0.0834 cbm
Peso del producto	0.0188 kg
Peso de la caja	5.62 kg
EAN de la caja interna	4038917151863
EAN de la caja	4038917038461

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-05

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT