



Especificaciones del producto
Vaso multiuso, 120 ml, (LxØ): 105 x 44 mm,
graduada, PP, transparente

Página 1



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 75.9922.421 |
| Descripción del artículo | Vaso multiuso, volumen de trabajo máx.: 120 ml, (LxØ): 105 x 44 mm, transparente, tapón: transparente, graduada, material: PP, tapón de rosca, cierre montado, 250 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|--------------------|----------------|
| Graduación | sí |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Forma del fondo | fondo plano |
| Volumen de trabajo | 120 ml |

Dimensiones

| | |
|-----------------------|--------|
| Volumen nominal | 120 ml |
| Diámetro | 44 mm |
| Altura del producto | 105 mm |
| Longitud del producto | 105 mm |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-07

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Vaso multiuso, 120 ml, (LxØ): 105 x 44 mm,
graduada, PP, transparente

Página 2

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | Polipropileno (PP) |
| Color del producto | transparente |
| Material de cierre | Poliuretano de alta densidad (HD-PE) |
| Color del cierre | transparente |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 250 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 250 |
| unidades / caja | 250 |
| unidades / pallet | 4000 |
| Profundidad de la caja | 548 mm |
| Ancho de la caja | 408 mm |
| Altura de la caja | 373 mm |
| Volumen de la caja | 0.0834 cbm |
| Peso del producto | 0.0188 kg |
| Peso de la caja | 5.62 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917151870 |
| EAN de la caja | 4038917038478 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-05-07

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT