



Descripción del artículo

Número de pedido	97.8700.452
Descripción del artículo	Software, para la copia de seguridad de datos de donación y de registro en un ordenador principal, así como para la supervisión central de donaciones

Características del producto

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
----------------------	-------------------------------------

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
Peso del producto	0,0005 kg
EAN de la caja interna	4028339633924
EAN de la caja	4028339633917

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

