



Descripción del artículo

Número de pedido	97.8700.980
Descripción del artículo	Peso de precisión, para la calibración del peso

Características del producto

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
----------------------	-------------------------------------

Material y colores

Color del producto	azul
--------------------	------

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
Volumen de la caja	0,0003 cbm
Peso del producto	0,5 kg
Peso de la caja	0,54 kg

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto
Peso de calibración 500 g

Página 2

EAN de la caja interna 4028339634822
EAN de la caja 4028339634815

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2021-09-29

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT