



Descripción del artículo

Número de pedido	97.8700.423
Descripción del artículo	TS-Power-Pack Li-Ion, Batería recargable de iones de litio para un funcionamiento independiente de la red de TOPSWING, con electrónica de carga integrada

Características del producto

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
Capacidad de la batería	6750 mAh

Dimensiones

Ancho del producto	7 cm
Altura del producto	7 cm
Longitud del producto	20 cm

Material y colores

Color del producto	negra
--------------------	-------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	CE
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
Volumen de la caja	0.0039 cbm
Peso del producto	0.95 kg
Peso de la caja	1.09 kg
EAN de la caja interna	4028339632422
EAN de la caja	4028339632415

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

