



### Descripción del artículo

Número de pedido	97.8700.433
Descripción del artículo	Módulo TS-Level, para la adaptación de la altura de TOPSWING en aprox. 9 cm durante la donación, apilable

### Características del producto

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
----------------------	-------------------------------------

### Dimensiones

Ancho del producto	26 cm
Altura del producto	10 cm
Longitud del producto	48 cm

### Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
Volumen de la caja	0.03 cbm
Peso del producto	1 kg
Peso de la caja	1.5 kg
EAN de la caja interna	4028339633023
EAN de la caja	4028339633016

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

