



Descripción del artículo

Número de pedido	97.8700.446
Descripción del artículo	Estación de carga Multi Touch Pro, Estación de carga para el escáner inalámbrico Multi Touch Pro

Características del producto

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
----------------------	-------------------------------------

Dimensiones

Ancho del producto	8 cm
Altura del producto	5 cm
Longitud del producto	6 cm

Pureza y certificación

Categoría de producto	Aparato, según directiva de maquinaria o equipo, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
Volumen de la caja	0.0039 cbm
Peso del producto	0.35 kg
Peso de la caja	0.49 kg
EAN de la caja interna	4028339635720
EAN de la caja	4028339635713

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

