



Descripción del artículo

Número de pedido	97.8700.461
Descripción del artículo	Módulo de radiotransmisión DECT estación base USB, para la comunicación de datos entre TOPSWING PRO II DECT y TRANSWAAG PRO y el software de PC TRANSComm II

Características del producto

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
----------------------	-------------------------------------

Dimensiones

Ancho del producto	9 cm
Altura del producto	4.5 cm
Longitud del producto	14 cm

Pureza y certificación

Categoría de producto	Aparato, según directiva de maquinaria o equipo, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
Volumen de la caja	0.0039 cbm
Peso del producto	0.16 kg
Peso de la caja	0.3 kg
EAN de la caja interna	4028339634327
EAN de la caja	4028339634310

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

