



### Descripción del artículo

Número de pedido	97.8700.239
Descripción del artículo	TW-Cable de datos RS-232 3 m, para la conexión de TRANSWAAG con una interfaz de PC en serie

### Características del producto

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
Interfaz	RS-232

### Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

### Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
Volumen de la caja	0.0039 cbm
Peso del producto	0.38 kg
Peso de la caja	0.52 kg

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





EAN de la caja interna            4028339631326  
EAN de la caja                        4028339631319

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:  
2022-05-26

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**