



Descripción del artículo

Número de pedido 87.7709.031
Descripción del artículo Batería recargable para pinza exprimidora de tubos AST-2

Características del producto

Ámbito de aplicación Obtención de sangre y hemoderivados
Voltage 7,2 V
Capacidad de la batería 700 mAh

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o no es un producto sanitario | IVD
IVD
Número de lote o de serie sí

Presentación

Pedido mínimo 1
unidades / caja interna 1
unidades / caja 1
unidades / pallet 432
Profundidad caja interior 41 mm
Ancho de la caja interior 41 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto Batería recargable

Página 2

Altura de la caja interior	102 mm
Profundidad de la caja	188 mm
Ancho de la caja	188 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0,0035 cbm
Peso del producto	0,109 kg
Peso de la caja	0,26 kg
EAN de la caja interna	4038917141178
EAN de la caja	4038917279697

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2021-05-09

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT