



### Descripción del artículo

Número de pedido	87.7709.032
Descripción del artículo	Cargador de baterías para pinza exprimidora de tubos AST-2

### Características del producto

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
Voltage	240 V
Consumo de potencia en uso	17 W

### Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Certificación CE	Proveedor CE > no Sarstedt CE
Con lotes	no

### Presentación

Pedido mínimo	1
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	432
Profundidad de la caja	188 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Ancho de la caja	188 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0,0035 cbm
Peso del producto	0,413 kg
Peso de la caja	0,56 kg
EAN de la caja interna	4038917141185
EAN de la caja	4038917067157

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

