



Descripción del artículo

Número de pedido 87.7708.813
Descripción del artículo Riel de aparatos para 3 MS 1000

Características del producto

Ámbito de aplicación Obtención de sangre y hemoderivados

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 1
unidades / caja 1
Volumen de la caja 0.0011 cbm
Peso del producto 0.16 kg
Peso de la caja 0.32 kg
EAN de la caja interna 4038917341721
EAN de la caja 4038917341714

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

