



Descripción del artículo

Número de pedido 87.7708.816
Descripción del artículo Riel de aparatos para 6 aparatos

Características del producto

Ámbito de aplicación Obtención de sangre y hemoderivados

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD no es un producto sanitario | IVD
Número de lote o de serie no

Presentación

Pedido mínimo 1
unidades / caja interna 1
unidades / caja 1
unidades / pallet 1
Volumen de la caja 0,002 cbm
Peso del producto 0,323 kg
Peso de la caja 0,58 kg
EAN de la caja interna 4038917341813

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Especificaciones del producto
Riel de fijación 6f MS 1000

Página 2

EAN de la caja

4038917341806

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión:
2021-07-24

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT