



### Descripción del artículo

Número de pedido	88.7708.095
Descripción del artículo	Precintos manuales, para el sellado de tubos de extracción de sangre, material: Aluminio

### Características del producto

Ámbito de aplicación	Obtención de sangre y hemoderivados
----------------------	-------------------------------------

### Material y colores

Material del producto	Aluminio
Color del producto	gris

### Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	99000
unidades / pallet	6336000
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	298 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0255 cbm
Peso del producto	0.0001 kg
Peso de la caja	11.88 kg
EAN de la caja interna	4038917140454
EAN de la caja	4038917550222

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

